

# 故障检查单

core9050/55

为了准确的传达在顾客装置中发生的故障，检查以下项目并请传真给我公司营业部。

FAX:0554-45-6200

公司名		使用部署名	
地址			
负责人名		e-mail	
电话		传真	
型号	机器编号	安装时间	
软件版本			

故障发生时间

年  月  日

故障发生的频率

经常  数回/日  数回/週  其他：~时一定发生、等

故障发生前的状况

搬离原定设置场所  变更装置配线关系  安装了别的软件

查询内容

未能接通装置电源（主开关接通时，绿灯不亮）

电源接通，不过不能起动机

出安全模式的画面  画面中无任何表示  其他：请记入备考栏

画面中出现信息

显示为 No Signal  显示为 Out Of Range  其他：请记入备考栏

画面上显示 C P U 和硬盘，但是不完整或途中停止

出现错误信息

装置电源开始投入时候  装置电源是关闭时候  core9050/55启动时

core9050/55终了时  观察动作开始的时候  观察动作时

观察动作结束的时候  其他：请记入备考栏

错误提示： \_\_\_\_\_

照相机表示异常

照相机操作正常，不过无画面现实。（蓝色画面）  照相机操作正常，不过无画面现实。（黑色画面）

灯光不能启动

观察中温度不上升

从编程数据曲线开始温度不上升  编程数据曲线中温度不上升

不能观察

在观察时，机器系统再度起动的  在观察时，机器系统停止/遮断

其他：请把症状尽可能详细地填入下表中。

其他

打印机不能使用  鍵盤不能使用  滑鼠不能使用

备考栏（必须的） 请具体地记载问题的内容。


就想故障假名.....

错误

◎当故障时，以下的警告或错误将显示

错误显示	原因和对应
L O C K 不能启动	是锁的故障。请到联络本公司。
[OPEN灯]不能启动	玻璃穹顶被没 L O C K。请关闭玻璃穹顶。
[OVERHEATING]灯着	装置内部高温过高。请暂时停止使用。
[AIR ERROR]灯着	因为空气压力正在下降，所以请确认空气压力。
[EMERGENCY]灯着	请解除 [紧急停止] 纽扣